

MESI mTABLET Thermometer

Thermomètre sans contact et axillaire en un seul appareil

Effectuez des mesures de température soit sans contact soit de manière axillaire.

VISUALISER, ENREGISTRER
LES RÉSULTATS SUR UNE
TABLETTE CERTIFIÉE
MÉDICALE

- > **Mesure sans contact sur le front** : rapide et facile
- > **Thermomètre axillaire** pour les mesures spécifiques et/ou pour confirmer
- > **Analyse avancée** et historique du patient



VÉRIFICATION
AUTOMATIQUE
DE LA DISTANCE

MESURES AU NIVEAU DE
L'AISSELLE, DU RECTUM
OU DE LA BOUCHE

SANS FIL ET
PORTABLE



ENREGISTREMENT DIRECT
DANS LE DPI



PARTAGE POUR UN
DEUXIÈME AVIS

Pourquoi choisir MESI mTABLET Thermometer ?

Thermomètre frontal sans contact

- Plage de températures : de 34,0 °C à 42,0 °C.
- Vérification automatique de la distance.
- Affichage du résultat en couleur pour une interprétation immédiate.
- Risque minimal de contamination croisée.
- Processus plus simple et moins invasif, moins pénible pour le patient.
- Aucune protection de sonde jetable est nécessaire, ce qui améliore la durabilité et réduit le coût total de possession.



Thermomètre axillaire

- Plage de températures : de 34,0 °C à 42,0 °C.
- Mesures possibles au niveau de l'aisselle, de la bouche ou du rectum.
- Protections jetables de la sonde pour réduire le risque de contamination croisée.



Solution modulable et évolutive

Le système MESI mTABLET Thermometer est plus qu'un appareil de mesure de la température de pointe. Vous pouvez également l'utiliser avec MESI mTABLET Vitals (avec la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la SpO2) pour une évaluation complète des signes vitaux. En ajoutant des applis intelligentes telles que Protocol, vous pouvez intégrer la température aux protocoles personnalisés de votre cabinet médical.

Temp

Température

Vitals

Signes vitaux ou constantes

Protocol

Protocole d'évaluation de la santé

Photo

Caméra

Worklist

Worklist des patients



MESI, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
1000 Ljubljana,
Slovénie, UE

E : info@mesimedical.com
T : +386 1 620 34 87

www.mesimedical.com

MESIdoo

MESImedical

MESI



Production et développement en Europe



Présent dans le monde entier

FDA

Approuvée par la FDA (Food and Drug Administration)

MDR

Conforme à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux



ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049

Certifié ISO 9001 et ISO 13485



Conforme à la norme MDSAP