

## MESI mTABLET Thermometer

# Termometro contactless e classico in un unico strumento

Esegui misurazioni della temperatura tradizionali e contactless senza dover inserire manualmente i dati.

VISUALIZZA, SALVA O SCARTA I RISULTATI SU TABLET DI LIVELLO MEDICO

- > **Opzione fronte contactless** rapida e facile da usare
- > **Termometro classico** per misurazioni specializzate e/o conferme
- > **Opzioni di analisi avanzate** con la storia del paziente



STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DELLA DISTANZA

MISURAZIONI ASCELLARI, RETTALI O ORALI

WIRELESS & PORTATILE



SALVA DIRETTAMENTE ALL'INTERNO DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA

CONDIVIDI PER UN SECONDO PARERE

## Perché MESI mTABLET Thermometer?

### Termometro da fronte contactless

- Misurazione della temperatura da 34,0°C a 42,0°C.
- Strumento di allineamento automatico della distanza.
- Indicatore di risultato a colori per un feedback immediato.
- Rischio minimo di contaminazione incrociata.
- Processo più agevole e meno invasivo, con minore disagio per il paziente.
- Non servono tappi monouso per le sonde: maggiore sostenibilità e minori costi totali di gestione.



### Termometro classico

- Misurazione della temperatura da 34,0°C a 42,0°C.
- Misurazioni ascellari, orali o rettali.
- Tappi monouso per la sonda di contatto per ridurre il rischio di contaminazione incrociata.



## Estensioni dell'applicazione

MESI mTABLET Thermometer non è solo un dispositivo all'avanguardia per la misurazione della temperatura. Puoi anche utilizzarlo all'interno di MESI mTABLET Vitals (con frequenza cardiaca, pressione sanguigna e SpO2) per una valutazione completa dei parametri vitali. Aggiungendo applicazioni intelligenti come Protocol, puoi anche rendere la temperatura parte dei protocolli personalizzati del tuo studio.

### Temp

Temperatura

### Vitals

Parametri vitali

### Protocol

Protocollo di valutazione sanitaria

### Photo

Fotocamera

### Worklist

Lista lavoro pazienti



MESI, Ltd.  
Leskoškova cesta 11a  
1000 Lubiana,  
Slovenia, UE

E: info@mesimedical.com  
T: +386 1 620 34 87

[www.mesimedical.com](http://www.mesimedical.com)

f MESIdoo

🐦 MESImedical

in MESI



Produzione e sviluppo europei



Presente in tutto il mondo

FDA

Autorizzazione della Food and Drug Administration

\*\*\* MDR \*\*\*

Conforme ai regolamenti UE sui dispositivi medici



ISO 9001 Q-1664  
ISO 13485 M-049

Conforme a ISO 9001 e ISO 13485



Conformità MDSAP